

Top Angebote von Top-Brands

FAUST⁺



Preise gültig bis 31.05.2024

NEU bei FAUST Laborbedarf AG!
Binder Walk-in-Chambers, S. 9



BINDER
Best conditions for your success

Motic[®]



**Motic - höchster
Mikroskopiestandard, S.7**

Die besten Mischer im Top-Angebot!



LLG-Magnetrührer RCT standard 2.0

Die nächste Generation des IKA/LLG-Labware Topsellers LLG-RCT Standard. Neues Design, neue Funktionen! Bewährte und zuverlässige Qualität!

Lieferumfang:

- + Magnetrührer, Temperaturfühler PT1000, Schraubendreher, Schutzhaube, C16 Netz-Kabel (H11)

40% Rabatt

Beschreibung	Rührmenge l	Drehzahl min-1	Aufstellfläche Ø mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLG-Magnetrührer RCT standard 2.0	20	50 ... 1500	135	1	6320401	949.00	569.40



Magnetrührer mit Heizung Mix'n'Heat Core+

Die Hei-PLATE Mix'n'Heat Core Serie mit Heizung besteht aus den Modellen Hei-PLATE Mix'n'Heat Core, Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ und Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ (135 mm).

10 Jahre Garantie: Nachhaltigkeits Trade-In Programm. Kauf, Registrierung (innerhalb des ersten Jahres nach Kauf) und ggf. Rückgabe des Gerätes werden von Ihnen in Zusammenarbeit mit Heidolph gesteuert. So garantieren wir Ihnen eine optimale Betreuung Ihres Produktes und koordinieren den gesamten Prozess.

Vorteile bei Registrierung:

- + Keine Kosten für Ersatzteile
- + Priorisierte Reparatur im Servicefall
- + Kostenlose Softwareupdates (falls vorhanden)
- + Nachhaltigkeits Trade-In Programm: Leicht gemachte Recyklierung Ihres Geräts nach 10 Jahren.

40% Rabatt

Typ	Ø Arbeitsbereich mm	Anzahl Rührstellen	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+	145	1	1	4684888	1180.00	708.00
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+	135	1	1	4684889	1180.00	708.00



Digitaler Vortexer LLG-uniTEXER 4



Kompakter Vortexer mit bürstenlosem Motor und stufenloser Drehzahlregelung bis 4200 min-1 für optimale Mischergebnisse. Das digitale Display zeigt abwechselnd die eingestellte Drehzahl und Zeit an.

Merkmale:

- + Programmierbarer Pulse Modus
- + 3-Wege Schalter (Ein/Aus/Touch)
- + Timer von 1 min bis 999 min einstellbar
- + Lieferumfang: Vortexer, Zentrifugenröhrchen-Aufsatz, Scheiben-Aufsatz, Universalnetzteil

50% Rabatt

Typ	min. Drehzahl 1/min	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLG-uniTEXER 4	300	1	6263500	397.00	198.90

Farben erleichtern den Laboralltag!

LLG-Markierbänder

Zur Etikettierung und zum Farbcodieren von Labor-Gefässen und Utensilien. Stark und dauerhaft. Wasserbeständig. Kann Temperaturen von -23 °C bis 121 °C widerstehen. Die Bänder lassen sich einfach beschriften und rückstandsfrei entfernen. Rollen à 12,7 m.

Breite mm	Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
12.7	3 x blau, 3 x grün, 3 x orange, 3 x rot, 5 x weiss, 4 x gelb, 3 x rosa	24	4663408	110.00	60.50
19.0	2 x blau, 2 x grün, 2 x orange, 2 x rot, 4 x weiss, 2 x gelb, 2 x rosa	16	4663416	118.40	65.10
25.4	1 x blau, 2 x grün, 1 x orange, 2 x rot, 2 x weiss, 2 x gelb, 2 x rosa	12	4663424	142.80	78.55



45% Rabatt

LLG-Spritzflaschen, mit GHS Aufdruck, LDPE

LLG-Spritzflaschen mit Sicherheitsaufdruck gemäss EU-Vorschrift Nr. 1272/2008 (GHS).

Merkmale:

- + Einteilige, formstabile Verschlusskappe mit Farbcodierung zur einfachen und schnellen Erkennung
- + Spritzrohr zur Optimierung des Rückflusses des Mediums
- + Verwirbelungen weitgehend vermieden
- + Stoffbezeichnung und Sicherheitshinweise in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- + Aufdruck Sprachen: DE/UK/FR/ES

Aufdruck Text	Nennvol. ml	Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Aceton	500	rot	1	9223504	7.55	4.15
Destilliertes Wasser	500	blau	1	9223505	7.55	4.15
Ethanol	500	grün	1	9223506	7.55	4.15
Isopropanol	500	gelb	1	9223507	7.55	4.15
Methanol	500	orange	1	9223508	7.55	4.15



45% Rabatt

LLG-Ballonflasche, Enghals, HDPE, mit Zapfhahn

LLG-Ballonflasche mit Tragegriff und 3/4" Hahn.

Merkmale:

- + Lebensmittelgeeignet
- + Gewinde und Öffnung für den Ablasshahn vorhanden
- + Sehr starke und robuste Qualität für intensive Langzeitnutzung
- + Besonders dicht durch Schraubkappe mit Dichtungsring
- + Ballons für die Verwendung bei Temperaturen von -40 °C bis +80 °C geeignet

Volumen l	Ø Gefäss mm	Höhe mm	Ø Gewinde mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
5	160	350	62	1	9139933	45.50	22.75
10	210	430	62	1	9139934	58.10	29.05
25	270	570	97	1	9139935	104.00	52.00
50	350	690	97	1	9139936	169.30	84.65



50% Rabatt

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen!



35% Rabatt

LLG-Einmalhandschuhe ergo, Nitril, puderfrei

Einmalhandschuh aus Nitril, der die angenehmen Trageeigenschaften und das hohe Tastempfinden von Latex mit der Schutzfunktion von Nitril kombiniert. Kein Allergierisiko!

- + Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- + Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
- + Dünn - sehr hoher Tragekomfort! Dicke doppelt gemessen: 0,12 mm

Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
XS	200	9006370	17.90	11.65
S	200	9006371	17.90	11.65
M	200	9006372	17.90	11.65
L	200	9006373	17.90	11.65
XL	180	9006374	17.90	11.65



50% Rabatt

LLG-Einmalhandschuhe standard long, Nitril, puderfrei

Einmalhandschuh aus Nitril mit angenehmem Tragekomfort und höherem Chemikalienschutz

- + Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- + Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
- + **300 mm lang zum Schutz des Unterarmes**

Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
S	100	6270366	35.00	17.50
M	100	6270367	35.00	17.50
L	100	6270368	35.00	17.50
XL	90	6270369	35.00	17.50



50% Rabatt

LLG-Einmalhandschuhe strong, Nitril, puderfrei

Einmalhandschuh aus Nitril mit besonders hoher Wandstärke für lange Widerstandszeiten gegen viele Chemikalien.

- + Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- + Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
- + Dicke doppelt gemessen: 0,22 mm

Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
S	100	9.006 379	25.00	12.50
M	100	9.006 380	25.00	12.50
L	100	9.006 381	25.00	12.50
XL	90	9.006 382	25.00	12.50



50% Rabatt

LLG-Einmalhandschuh classic, Latex

Der ideale Handschuh für alle Anwendungen, in denen ein gutes Tastempfinden im Vordergrund steht. Besonders hautfreundlich und puderfrei.

- + Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- + Thiuramfrei, reduziertes Risiko von Kontaktekzemen

Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
S	100	9006383	16.30	8.15
M	100	9006384	16.30	8.15
L	100	9006385	16.30	8.15
XL	90	9006386	16.30	8.15

Glaswaren für Ihr Labor - unverzichtbar!

Laborflaschen, Borosilikat 3.3, GL45

DIN 168 Teil 1. EN ISO 4796-1. Mit Teilung, Ausgiessring, Schraubkappe aus PP mit ISO-Gewinde.

Inhalt ml	Höhe mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
100	100	10	9072331	31.10	17.10
250	138	10	9072332	35.50	19.55
500	176	10	9072334	48.00	26.40
1000	225	10	9072335	71.30	39.20
2000	260	10	9072336	152.70	84.00
5000	330	1	9072337	101.20	55.65
10000	410	1	9072338	162.40	89.30



45% Rabatt

Becherglas, Borosilikat 3.3, hohe Form

DIN 12331, ISO 3819. Ab 50ml mit Graduierung. Mit Ausguss.

Nennvol. ml	Ø mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
25	30	10	9013924	34.70	19.10
50	38	10	9013925	26.60	14.65
100	48	10	9013920	29.30	16.10
150	54	10	9013921	32.40	17.80
250	60	10	9013922	30.90	17.00
400	70	10	9013923	32.40	17.80
600	80	10	9013930	42.70	23.50
800	90	10	9013931	60.10	33.05
1000	95	10	9013932	68.70	37.80
2000	120	10	6270117	121.70	66.95
3000	135	1	6313628	36.10	19.85




45% Rabatt

Becherglas, Borosilikat 3.3, niedrigere Form

DIN 12331, ISO 3819, Ab 25ml mit Graduierung. Mit Ausguss.

Nennvol. ml	Ø mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
5	22	10	9013905	37.90	20.85
10	26	10	9013906	42.70	23.50
25	34	10	9013900	36.20	19.90
50	42	10	9013901	34.70	19.10
100	50	10	9013902	24.90	13.70
150	60	10	9013903	25.40	13.95
250	70	10	9013904	27.60	15.20
400	80	10	9013910	34.10	18.75
600	90	10	9013911	41.20	22.65
800	100	10	9013912	56.30	30.95
1000	105	10	9013913	60.10	33.05
2000	132	10	6270091	86.10	47.35



45% Rabatt

Unerlässliches Mikroskopie-Zubehör!



45% Rabatt

Adhäsionsobjektträger SuperFrost® Plus

SuperFrost® Plus Objektträger werden unter Anwendung einer neuen Verfahrenstechnik hergestellt, die Standardobjektträger mit einer permanenten positiven Ladung versieht. Die Objektträger binden frische Gefrierschnitte und zytologische Präparate durch elektrostatische Anziehungskraft. Auf Anfrage auch erhältlich mit blauem, gelbem, rosa oder grünem Beschriftungsfeld. SuperFrost® Plus gold empfohlen für schwer zu haltende Gewebeproben wie Knochen, Gehirn, Brust und Haut. Sie sind ideal für spezielle Färbungen, immunzytochemische Untersuchungen und In-situ-DNA-Hybridisierung an diesen Gewebetypen.

Typ	Farbe	Kanten	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
SuperFrost® Plus	weiss	geschliffen, 90°	72	9161155	33.90	18.65
SuperFrost® Plus gold	weiss	geschliffen, 90°	72	6700125	105.60	58.10



45% Rabatt

Objektträger



Gemäss ISO 8037/1. Sauber gewaschen und poliert. Abmessungen 76 x 26 x 1 mm. Auch mit 20 mm breitem Mattrand erhältlich.

Typ	Farbe	Kanten	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
ohne Mattrand	extra-weiss	geschliffen	50	9161110	3.70	2.05
mit Mattrand	extra-weiss	geschliffen	50	9161145	4.70	2.60
ohne Mattrand	extra-weiss	geschliffen, 45°	50	9161120	6.10	3.35



45% Rabatt

Mikroskopie Reinigungsset



Lieferumfang: 1 Blasebalg, Reinigungsliquid, Reinigungstuch, wiederschliessbarer Pinsel

Motic Mikroskope sind einfach zu bedienen und bieten ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis. Faust bietet Ihnen das gesamte Sortiment von Motic an und berät Sie gerne vor Ort.

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Mikroskopie Reinigungsset	1	6280087	40.00	22.00

Objektträgerboxen

Kunststoff-Boxen mit Korkeinlage. Stapelbar. Die Boxen für 100 Objektträger haben einen vernickelten Verschluss. Ideal für Lagerung und Transport von Standard-Objektträgern (76 x 26 mm). Jeder Stellplatz ist nummeriert und kann so leicht mit dem Inhaltsverzeichnis an der Innenseite des Deckels abgeglichen werden. Die Farbkodierung ermöglicht eine leichte Erkennung.

Farbe	Abmessungen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Rot	08 x 175 x 34	12	6322215	136.20	68.10
Grün	08 x 175 x 34	12	6322214	136.20	68.10
Blau	08 x 175 x 34	12	6322213	136.20	68.10
Weiss	08 x 175 x 34	12	6322217	136.20	68.10
Gelb	08 x 175 x 34	12	6322216	136.20	68.10
Schwarz	08 x 175 x 34	12	6322218	136.20	68.10



50% Rabatt

Motic - höchster Mikroskopiestandard!

Motic[®]

Inverses Routine-Mikroskope für die Zellkultur, AE2000

Klassisches Zellkulturmikroskop für die täglichen Arbeiten im Labor mit moderner Unendlich Optik [CCIS®]

Merkmale:

- + Tubus Siedentopf-Typ, Binokular-/Fototubus 45°, SFZ20
 - + Augenabstand 48-75 mm, Weitfeld Brillenträger-Okulare N-WF10X/20 mm, inkl. Augenmuscheln
 - + Dioptrienausgleich an beiden Okularen, 4-fach Objektivrevolver, seitwärts gerichtet
 - + Objektive CCIS Plan Achromat PL 4x, LWD PL 40x. CCIS Plan Achromat Phase PL Ph10x , LWD PL Ph20x
 - + Einfache Tischplatte mit Tischeinsatz Glas/Metall, Fläche 200 x 239 mm
 - + Kondensator ELWD N.A. 0.30 mit Phasenschieber (Ph1, BF)
 - + Beleuchtung regelbar, 6V/30 W Halogen mit Auto Modus. Universal-Netzteil 100-240 V, VDE Stecker (CE)
 - + **Lieferumfang:** Ø 45 mm Blaufilter, Interferenzfilter grün und Neutralfilter mit Schieber, Zentrierteleskop, Netzkabel, Inbusschlüssel, Vinyl-Staubschutzhülle
- Leicht austauschbares LED-Modul als Zubehör erhältlich



35% Rabatt

Typ	Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
AE2000	Binokular	1	9727030	3'905.00	2'473.25
AE2000	Trinokular	1	9727031	4'386.00	2'850.90

Labormikroskop für Ausbildung und Routine, BA210E

Kompakt und robust, das BA210E eignet sich hervorragend für die Anforderungen an Hochschulen und Universitäten sowie für medizinische Ausbildungseinrichtungen. Moderne Unendlich-Optik [CCIS®].

Merkmale:

- + Tubus Siedentopf-Typ, Binokular- / Fototubus 30°, SFZ20
- + Augenabstand 55-75 mm. Weitfeld Brillenträger-Okulare N-WF 10X/20 mm, inkl. Augenmuscheln
- + Dioptrienausgleich an beiden Okularen
- + 4-fach Objektivrevolver, rückwärts gerichtet. Objektive CCIS EC Plan 4x, 10x, 40x S, 100x S-Oil
- + Eingebauter Kreuztisch mit koaxialem, zahnstangenlosem Trieb (Rechts-Hand-Bedienung)
- + Fokussierbarer Abbe-Kondensator N.A. 1.25 mit Irisblende und Schieberschlitz
- + Halogenbeleuchtung (6 V / 30 W) und LED-Beleuchtung (3 W) regelbar
- + Universal-Netzteil 100-240V, VDE Stecker (CE)

Motic[®]



35% Rabatt

Typ	Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
BA210E	Binokular	1	9727061	1'640.00	1'066.00
BA210E	Trinokular	1	9727062	1'980.00	1'287.00

Immersions-Öl

Immersions-Öl für die Mikroskopie günstig geliefert von FAUST Laborbedarf AG.

Merkmale:

- + Hoher Brechungsindex für die Verwendung mit Öleintauchobjektiven

Motic[®]



Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Immersions-Öl, 5 ml	1	6283838	12.40	8.05

35% Rabatt

Mit LLG einfach und sicher zentrifugieren!



Mini-Zentrifugen LLG-uniCFUGE 2, LLG-uniCFUGE 2/5 und LLG-uniCFUGE 3 pro

Kompakte und preiswerte Mini-Zentrifugen mit unterschiedlichen Rotoren. Diese kompakte Mini-Zentrifugen bieten gleichzeitig Vielseitigkeit, Einfachheit, Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit in nur einem einzigen Paket. Geschwindigkeit einstellbar. Leistungsstarker Motor für schnellen Anlauf.

+ **LLG-uniCFUGE 2** mit Universal-Rotor für 6 x 1,5/2,0 ml und 6 x 0,5 ml Zentrifugenröhrchen und 2 mal 8 x 0,2 ml PCR-Streifen.

+ **LLG-uniCFUGE 2/5** mit Rotor für 4 x 5 ml Zentrifugenröhrchen.

+ **LLG-uniCFUGE 3 pro** mit Zentrifuge, Rotor für 8 x 1,5/2 ml Gefässe, Rotor für 16 x 0,2 ml PCR Gefässe, Adapter für 8 x 0,2/0,5 ml-Gefässe, Netzadapter (24 V, 1,5 A)

Typ	Max. RZB	Drehzahl min ⁻¹	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLG-uniCFUGE 2 mit Universal-Rotor	1200 x g und 2000g	4000 und 6000	1	6263510	214.20	128.50
LLG-uniCFUGE 2/5 mit Rotor für 5 ml Röhrchen	1200 x g und 2000g	4000 und 6000	1	6263515	214.20	128.50
LLG-uniCFUGE 3 pro	2000 x g	1000 bis 6000	1	6263522	372.30	223.40

40% Rabatt

Rotoren für LLG-uniCFUGE 3 pro

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Rotor für 8 x 1,5/2 ml Reaktionsgefässe	1	6263523	13.10	7.85
Rotor für 16 x 0,2 ml PCR Gefässe	1	6263524	11.70	7.00

40% Rabatt



LLG-Mikrozentrifugenröhrchen, PP, mit Safe-Lock Deckel

LLG-Mikrozentrifugenröhrchen sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für allgemeine Laboranwendungen, wie z.B. Inkubation, Zentrifugation und Lagerung von Proben. Mit dicht schliessendem Safe-Lock Deckel, der ein unbeabsichtigtes Öffnen des Deckels während der Zentrifugation verhindert.

Merkmale:

- + Mattierte Beschriftungsfläche am Deckel
- + Deckelmembran kann einfach durchstochen werden
- + Leichtes Öffnen und Schliessen mit einer Hand möglich
- + RNase- und DNase-frei, nicht steril

Typ	Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
LLG-Mikrozentrifugenröhrchen, PP	konisch, 1.5 ml	1000	6490852	48.00	28.80
LLG-Mikrozentrifugenröhrchen, PP	rund, 2.0 ml	1000	6490853	69.00	41.40

40% Rabatt

BINDER - die Marke für höchste Präzisionsansprüche!



Walk-in-Chambers für Stabilitätsprüfung und Lagerung

Die begehbaren Schränke bieten eine breite Palette von Funktionen und Vorteilen, um die Anforderungen bei Stabilitätsprüfungen perfekt zu erfüllen. In einem großen Temperaturbereich von 10 °C bis 50 °C und relativen Feuchtebereich von 20 % bis 90 % r.F. werden die perfekten Prüfbedingungen aufrechterhalten.

Merkmale:

- + Stabile und einheitliche Umgebung
- + Vollständig kompatibel mit pharmazeutischer Ausstattung gemäß ICH-Richtlinie
- + Langlebigkeit - korrosionsbeständig
- + Einfache Bedienung
- + Umweltfreundliches Kältemittel mit GWP-Wert 547
- + Wartung mit minimaler Unterbrechung der Klimatisierung möglich
- + Erfüllt perfekt die Anforderungen der pharmazeutischen Industrie
- + 3 Jahre Garantie

Gemeinsam konfigurieren wir mit Ihnen Ihr Produkt mit Zubehör und Dienstleistungen.
Fragen Sie direkt bei uns an!



auf Anfrage !



Konstantklima-Schränke Serie KBF-S ECO Solid.Line

Konstantklimaschränke für Langzeittests und beschleunigte Stabilitätstests von pharmazeutischen Produkten nach der ICH-Richtlinie Q1A. Besonders Energieeffizient und geräuscharm dank Peltier-Technologie mit patentierter Wärmeabführung.

Merkmale:

- + Homogenes Klima auch bei voller Beladung
- + Elektronisch geregelte APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- + Temperaturen bis zu 28 °C unter Umgebungstemperatur möglich
- + Innenkessel vollständig in Edelstahl ausgeführt, 2 Einschubgitter aus Edelstahl inkl. Bodenträger
- + Kabeldurchführung mit Silikonstopfen Ø 30 mm, linke Seite
- + Geräte-Selbsttest zur umfassenden Statusanalyse
- + LCD-Display zur Anzeige von Temperatur, Feuchte, Alarmen und Zusatzinformationen
- + Interner Datenlogger mit USB-Schnittstelle
- + Feuchtebereich: 10 ... 80 % r.F.
- + Temperaturbereich: 0 ... 70 °C
- + Zeitliche Temperaturabweichung bei 40 °C: ± 0,1 K



25% Rabatt

Typ	Nennvol. l	Abm. aussen (B x T x H) mm	Abm. innen (B x T x H) mm	Max. Einschübe	Nennleist. kW	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
KBF-S ECO 240	247	932 x 796 x 1461	650 x 485 x 785	9	0.8	1	4684346	14'479.00	10'859.25
KBF-S ECO 400	400	925 x 796 x 1946	570 x 390 x 1200	15	1.1	1	4687511	17'954.00	13'465.50
KBF-S ECO 720	700	1254 x 885 x 1925	973 x 576 x 1250	15	1.2	1	4684348	20'173.00	15'129.75

Effizient filtrieren mit LLG!



■ LLG Spritzenvorsatzfilter SPHEROS, Celluloseacetat/PES/Nylon/PVDF/PTFE

Spritzenvorsatzfilter für die effiziente Filtration einer grossen Palette von Lösungsmitteln sowie wässrigen oder anorganischen Lösungen. Diese Spritzenvorsatzfilter decken die meisten Anwendungen in der HPLC, in pharmazeutischen, umweltbezogenen, biotechnologischen, Lebensmittel- und Getränke-laboratorien ab.

- + Robustes Gehäuse aus Polypropylen
- + Mit weiblichem Luer-Lock-Eingang und männlichem Luer-Slip-Ausgang
- + Passend für alle Spritzen mit Luer-Anschluss
- + Auch in steriler Ausführung erhältlich. Fragen Sie uns an!

50% Rabatt

Ø Filter mm	Material Membran	Porengröße µm	Steril	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
13	Celluloseacetat	0.22	-	100	6272802	118.00	59.00
13	Celluloseacetat	0.45	-	100	6272803	118.00	59.00
25	Celluloseacetat	0.22	-	500	4668145	693.60	346.80
25	Celluloseacetat	0.45	-	500	4668146	695.00	347.50
25	PES	0.22	-	50	6272640	117.30	58.65
25	PES	0.45	-	50	6272641	110.00	55.00
13	Nylon	0.22	-	100	6272810	118.00	59.00
13	Nylon	0.45	-	100	6272811	118.00	59.00
25	Nylon	0.22	-	500	4668147	695.00	347.50
25	Nylon	0.45	-	500	4668148	695.00	347.50
13	PVDF	0.22	-	100	4685651	88.00	44.00
13	PVDF	0.45	-	100	4685652	88.00	44.00
25	PVDF	0.22	-	50	4685653	81.00	40.50
25	PVDF	0.45	-	50	4685660	80.50	40.25
25	PTFE	0.22	-	500	4668149	695.00	347.50
25	PTFE	0.45	-	500	4668150	695.00	347.50
13	PTFE	0.45	-	100	6272817	118.00	59.00

■ LLG-Einmalspritzen, 3-teilig, PP, unsteril, Grosspackung



- + Spritzenkörper und Kolben: PP, Kolbenstopfen: Polyisopren-Kautschuk
- + Latex-frei, pyrogenfrei, DEHP-frei und nicht toxisch
- + Spürbarer Sicherheitsstopp, um unbeabsichtigtes Herausziehen des Kolbens zu verhindern
- + Passend für alle Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Anschluss
- + Luer-Lock gemäss DIN EN 1707

Inhalt ml	Ansatz	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
2	Luer-Lock	500	6286616	53.40	26.70
5	Luer-Lock	500	6286617	58.40	29.20
10	Luer-Lock	500	6286618	90.00	45.00
20	Luer-Lock	500	6286619	134.90	67.45

50% Rabatt

So halten Sie Ihr Labor sauber!

LLG Labor- und Hygienetücher, 2-lagig

Labor- und Hygienetücher in der Spenderbox

- + 150 weisse, doppellagige Tücher à 210 x 220 mm
- + Saugstark und ultrasoft
- + Für sensible Anwendungsbereiche

Karton mit 30 Boxen à 150 Tücher



Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Karton mit 30 Boxen à 150 Tücher	30	9413220	71.40	42.85

40% Rabatt

Präzisionstücher KIMTECHSCIENCE, 1-lagig

Spezial-Wischtuch für Reinigungsarbeiten in sensiblen Einsatzbereichen der elektronischen, optischen und feinmechanischen Industrie. Fusselarm, saugstark und auch im nassen Zustand reissfest. Feinste Partikel werden von empfindlichen Oberflächen nahezu vollständig entfernt. 1-lagig, weiss. Antistatisch.

Abmessungen mm	Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
285 x 310	Box à 196 Tücher	1	9413020	39.40	23.65
112 x 208	Box à 280 Tücher	1	9413021	17.00	10.20



40% Rabatt

LLG-Wischtücher, Rolle à 102 Tücher, 3-lagig

Rollen mit 102 Abrissen à 220 x 260 mm, 3-lagig, weiss

- + Nassfest, saugstark, fusselarm

Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Rollen à 102 Tücher (Grosspackung)	30 Rollen	4679906	97.10	53.40



45% Rabatt

LLG-Oberflächenschutzpapier DescProtect

DescProtect ist ein stabiles Papier mit hoher Saugkraft, das auslaufende Flüssigkeiten schnell aufnimmt. Durch die Laminierung (PE-Beschichtung) auf der Unterseite kann nichts auf die Arbeitsfläche durchsickern.

- + Schicht 1: Hochsaugfähiges Papier, saugt verschüttete Flüssigkeiten, auch toxische oder radioaktive Flüssigkeiten, schnell auf
- + Schicht 2: Feuchtigkeitsundurchlässige Polyethylenschicht, Schutz für Laborarbeitsplätze, Ablagen und Chemikalienschränke

Typ	Abmessungen	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Bögen	460 mm x 570 mm	50	9160270	71.70	35.85
Rolle	400 mm x 50 m	1	9160271	142.80	71.40



50% Rabatt

FASTER - die Klasse II Sicherheitswerkbänke lassen keine Wünsche offen!



SafeFast Premium



Das Premium-Modell ist ungeschlagen in seiner Klasse und verbindet höchsten Sicherheitsstandard mit grosser Leistungseffizienz. Extrem leiser Betrieb und niedriger Stromverbrauch gepaart mit geringer CO₂-Emission bedeuten einen Sprung in die Zukunft.

Spezifikationen:

- + Epoxidbeschichtetes Metallgehäuse mit antibakterieller Lackierung (ALESTA®)
- + Extrem niedriger Geräuschpegel
- + Extrem niedriger Stromverbrauch
- + Dimmbares LED-Licht
- + Einzigartiger Ruhemodus
- + Innere Rückwand aus Edelstahl AISI316L
- + Zwei Gebläse-Motoren als Standard
- + Frontscheibe komplett aufklappbar für bequeme Reinigung
- + DEHS 100% Port
- + Front- und Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- + Seitenscheiben mit Durchführungen für optionale Anschlüsse (z.B. Gashahn) – auch als Durchführung für Absaug Schlauch nutzbar.
- + Elektrisch betriebene Frontscheibe – abgeschrägt für ergonomisches Arbeiten
- + Öffnung: Arbeitshöhe = 160 mm
(unterschiedliche Arbeitsöffnungen auf Anfrage erhältlich)
- + Maximalhöhe = 440 mm für Transfer von Utensilien
- + Benutzerfreundliches Bedienfeld mit LCD-Display

auf Anfrage!



SafeFast XXL

Als mikrobiologische Sicherheitswerkbänke gemäss EN 12469-2000 sind sie für den Produkt-, Personen- und Umweltschutz einsetzbar. Die XXL-Werkbank kann auf verschiedene Weise "massgeschneidert" werden. Zudem ermöglichen die Schwerlastböden das Arbeiten mit grossen und schweren Geräten, wie 3D-Druckern oder Robotern.

Spezifikationen:

- + Produkte-, Mitarbeiter- und Verschleppungsschutz
- + Arbeitssegmente aus hochwertigem Edelstahl gemäss AISI 304L mit Scotch-brite Veredelung
- + Arbeitshöhe und -tiefe von 1000 mm! Breite bis zu 2500 mm
- + Sicherheitsfrontglas mit Aluminiumrahmen und Gasfedern
- + Einfacher und bequemer Zugang durch aufklappbare Frontscheibe
- + Durchführungen in den Seitenscheiben
- + Interne Steckdosen mit IP66 Schutz
- + verstärkte Arbeitsflächen mit Ladekapazität von bis zu 500 kg
- + optimale Ausleuchtung des Arbeitsraumes ist garantiert
- + Premium-Upgrade für noch leisere und energiesparendere Arbeitsweise möglich
- + Sonderbreiten und Sonderwünsche möglich



auf Anfrage!

Nur das Beste für Ihre Kulturen!

LLG-Petrischalen, PS

- + Aus hochwertigem, optisch klarem Polystyrol. Im Reinraum ISO 6 unter aseptischen Bedingungen hergestellt. Abklatschplatte mit Zählraster.
- + Mit glatter Oberfläche für eine optimale Verteilung des Mediums
- + Stabile Wand verhindert Verformungen
- + Stapelbar, mit oder ohne Nocken
- + Aseptisch (Ø 90 mm) oder beta-bestrahlte, sterile Versionen (alle Größen)
- + Unterverpackt in Einheiten à 10 Schalen oder 20 Schalen (Ø 90 mm)



Ø außen mm	Beschreibung	Höhe mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
90	mit 3 Nocken, aseptisch	16	480	6285823	76.00	42.25
90	ohne Nocken, aseptisch	16	480	6285824	76.00	42.25
90	mit 3 Nocken, steril	16	480	6285816	93.50	51.45
90	ohne Nocken, steril	16	480	6285817	103.90	57.15
60	mit 3 Nocken, steril	14	1080	4678371	198.10	108.95
60	ohne Nocken, steril	14	1080	4678372	198.10	108.95
150	mit 3 Nocken, steril	19	140	4680144	139.20	76.55



45% Rabatt

LLG-Impfösen, PS, steril

LLG-Impfösen sind ideal zum Aufnehmen einzelner isolierter Kolonien zur Beimpfung von Kulturmedien.

Merkmale:

- + Ergonomische Forml
- + Hellgrüne und hellblaue Impfösen aus weichem PS . Dunkelgrüne und blaue Impfösen aus hartem PS

Länge mm	Nennvol µl	Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
195	1	dunkelgrün	1000	4691889	35.00	19.25
195	10	blau	1000	4691890	35.00	19.25
195	1	hellgrün	1000	4691891	35.00	19.25
195	10	hellblau	1000	4691892	35.00	19.25

45% Rabatt

Sicherheits-Laborgasbrenner Serie Fuego SCS

Sicherheits-Laborgasbrenner für alle flammentechnischen Laboranwendungen geeignet.

Fuego SCS basic: Mit Edelstahl Fusspedal. Das Fusspedal reguliert die Brenndauer entweder durch kontinuierlichen Druck oder mit der Start-Stopp Funktion. Mit Ein/Aus Tastenfunktion am Gerät. Basic Version ohne IR-Sensor und ohne Grafikdisplay.

Fuego SCS basic RF: wie Fuego SCS basic, jedoch kabellos durch innovative Funkfusspedalbedienung.

Fuego SCS: Mit DoubleClick IR-Sensor, Tastenfunktion und Fusspedalbedienung (Fusspedal optional).

DoubleClick IR Sensor: Die einschaltbare Sicherheitsfunktion DoubleClick startet den Brenner nur bei zweifacher Aktivierung des IR Sensors, einstellbare IR-Sensoreichweite: 5 bis 50 mm. Mit beleuchtetem Grafikdisplay und zusätzlichen Sicherheitsassistenten

Fuego SCS pro: wie Fuego SCS, jedoch zusätzlich mit Akkubetrieb (9h), 2 Akkus (Mignon AA), Schnellladefunktion (3h) und Sicherheitsneigungssensor.

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Fuego SCS basic	1	6232207	597.00	417.90
Fuego SCS basic RF	1	6255678	870.00	609.65
Fuego SCS	1	6231770	843.00	590.10
Fuego SCS pro	1	9018584	991.50	694.05

WLD-TEC



30% Rabatt

TPP + Faust - ein Garant für höchste Qualität!



30% Rabatt

TPP Zellkulturschalen



TPP Zellkulturschalen ermöglichen einfaches Handling und sicheren Umgang mit Ihren Zellkulturen.

Merkmale:

- + Zellkulturschalen aus PS
- + Ein seitlich vorstehender Rand vereinfacht das spezifische Trennen von Unter- und Oberteil der Zellkulturschale um ein Vielfaches
- + Mehrere übereinandergestapelte Zellkulturschalen können, gesichert durch den Stapelrand, einfach und sicher von A nach B befördert werden
- + Nocken im Inneren des Schalendeckels funktionieren als Distanzhalter zur Schale. So wird eine konstante Belüftung erreicht
- + Eine von TPP entwickelte Oberflächenbehandlung der Wachstumszone garantiert optimale Ergebnisse
- + Kristallklare Transparenz ermöglicht eine visuelle Kontrolle mit Durchlicht bei mehreren gestapelten Zellkulturschalen

Kulturoberfläche cm ²	Ø innen mm	Abmessungen (Ø x H) mm	sterile Unterverpack.	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
9.2	34	40 x 11	20	900	TPP93040	395.00	276.50
22.1	53	60 x 16	14	840	TPP93060	385.00	269.50
60.0	87	96 x 21	10	240	TPP93100	192.00	134.40
147.0	137	146 x 21	5	100	TPP93150	222.00	155.40

Das gesamte TPP Sortiment ist ab Lager verfügbar!

TPP Zellschaber und Zellspachtel

Durch die freie Drehbarkeit der Klinge erreicht der TPP-Zellschaber selbst den hintersten Winkel des Zellkulturgefäßes und kann so effizient die adhärennten Zellen in Kulturgefässen ernten -> 100 % Zellernte.

- + Klinge aus weichem Material, zur Schonung der Zellen
- + Drehbare Klinge
- + Abgestufte, sinnvolle Klingebreiten
- + Vorstehende Noppen am Griff
- + Flusenfreie Blisterverpackung
- + Bedienerfreundlicher TPP-Dispenser



30% Rabatt

Länge mm	Version	Schaberbreite mm	Material	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
240	Schaber	13	PE	150	TPP99002	327.00	228.90
300	Schaber	20	PE	150	TPP99003	370.00	259.00
362	Schaber	25	PE	100	TPP99004	303.00	212.10
195	Spatel	14	PP	150	TPP99010	279.00	195.30

TPP - oft kopiert, nie erreicht!



TPP Vakuumfiltration „rapid“- Filtermax

Dieses Vakuumfiltrationssystem von TPP erbringt eine hohe Ausbeute und ein schnelles Filtrieren Ihrer Lösung. Alle TPP Vakuumfiltrationssysteme der „rapid“-Filtermax-Familie besitzen die gleichen Produktmerkmale:

- + Quadratische Form
- + Hohe Durchflussgeschwindigkeit
- + Die Filtermax passen auf die original Duranflaschen mit GL 45 Gewinde
- + PES-Filtermembrane mit Porengrösse von 0.22µm



30% Rabatt

Volumen ml	Beschreibung	Abmessungen (L x B x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis CHF	Jetzt CHF
150	Set komplett	93 x 93 x 103	18	TPP99150	192.00	134.40
150	Filteraufsatz	89 x 89 x 57	36	TPP99155	318.00	222.60
150	Flasche	93 x 93 x 63	24	TPP99157	93.50	65.45
250	Set komplett	93 x 93 x 145	12	TPP99250	144.00	100.80
250	Filteraufsatz	90 x 89 x 75	24	TPP99255	228.00	159.60
250	Flasche	93 x 93 x 87	24	TPP99257	119.00	83.30
500	Set komplett	93 x 93 x 214	10	TPP99500	167.00	116.90
500	Filteraufsatz	90 x 89 x 110	21	TPP99505	256.00	179.20
500	Flasche	93 x 93 x 121	36	TPP99507	289.00	202.30
1000	Set komplett	111 x 111 x 285	9	TPP99950	311.00	217.70
1000	Filteraufsatz	108 x 108 x 143	12	TPP99955	300.00	210.00
1000	Flasche	111 x 111 x 160	20	TPP99957	247.00	172.90

Kolbenpumpe LLG-uniVACUUPUMP 1

Die tragbare Kolbenpumpe LLG-uniVACUUPUMP 1 ist für Vakuum- und Druck-Anwendungen im Labor, insbesondere für den Bereich Life Science, entwickelt worden. Die typischen Anwendungsgebiete für diese preiswerte Vakuumpumpe sind Einzeltrichter-Filtrationen von wässrigen und gepufferten Lösungen, SPE, sowie alle Anwendungen, bei denen keine gesundheitsschädlichen Gase gefördert werden.

Merkmale:

- + Trockenlaufende Technologie für physikalische Anwendungen
- + Als Vakuumpumpe und Kompressor einsetzbar
- + Kostengünstige Alternative zu Wasserstrahlpumpen
- + Schalldämpfer für leisen Lauf
- + Kompakt, leicht und transportabel
- + Ölfrei, für den Dauerbetrieb geeignet
- + Saug-/ Druckanschluss: Schlauchwelle DN 6 für Schlauchinnendurchmesser 6 mm



Beschreibung	Pumpleistung	Enddruck	Abm. (BxTxH) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
LLG-uniVACUUPUMP 1	9,2/11 l/min	292 mbar	194 x 114 x 191	1	6263580	492.70	271.00

45% Rabatt

Vacuubrand vereint Effizienz und Sicherheit!

VACUUBRAND®



Flüssigkeits Absaugsystem BioChem-Vacu-Center BVC control Bundles

Die kompakten BioChem-VacuCenter bieten die optimale Lösung zum sicheren, sensiblen und effizienten Absaugen von Flüssigkeitsüberständen in allen Anwendungsbereichen. Der BVC control ist mit einer leistungsfähigen chemiebeständigen Membranpumpe ausgestattet. Das Vakuumniveau und damit die Saugkraft am Absaughandgriff lässt sich über ein Touchpanel feinfühlig einstellen.

Merkmale:

- + Abmessungen: 194 x 408 x 500
- + Pumpe-Typ: ME 1C, Steckertyp: CEE
- + Gewicht: 7.3 kg

Bundle 1:

- + Flüssigkeits-Absaugsystem BVC control, PP-Sammelflasche 4 Ltr.
- + Auffangflasche 4 Ltr. PP, mit Schutzfilter und Einleitrohr

Bundle 2:

- + Flüssigkeits-Absaugsystem BVC control, PP-Sammelflasche 4 Ltr.
- + Absaughandgriff VHCpro, autoklavierbar
- + Ausbausatz, Anschluss für zweiten VHC

**Aktions-
Bundles
30% Rabatt**



Typ	Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE CHF	Jetzt CHF
Bundle 1	Flüssigkeits-Absaugsystem BVC control, PP Sammelflasche 4 Ltr., Auffangflasche 4 Ltr. PP, mit Schutzfilter und Einleitrohr	1	7932705	2'808.00	1'965.60
Bundle 2	Flüssigkeits-Absaugsystem BVC control, PP Sammelflasche 4 Ltr., Absaughandgriff VHCpro, autoklavierbar, Ausbausatz, Anschluss für zweiten VHC	1	7932706	2'731.60	1'912.10

FAUST bietet verlässlichen Service vor-, während- und nach dem Kauf!