



Preise gültig bis 31.08.2022

## BINDER und FAUST - ein unschlagbares Team!!

### BINDER

Best conditions for your success



**25% Rabatt**

### Serie KBF | Konstantklimaschränke mit großem Temperatur- / Feuchtebereich

**Der BINDER KBF ist der Spezialist für bedingungslos zuverlässige Stabilitätstests und die exakte Einhaltung konstanter Klimabedingungen. Dabei erfüllt er von der Programmierung bis zur Dokumentation alle wichtigen Anforderungen.**

**Vorteile:**

- + Sicher durch Klima-Homogenität, die auch bei vollbeladenem Gerät bei Weitem die von den ICH Richtlinien erforderte Genauigkeit übertrifft
- + Zuverlässig durch kompromisslos ausfallsicheren Betrieb
- + Smart, da durch eine Vielzahl von Zubehör auf individuelle Kundenwünsche hochgradig anpassbar
- + Wirtschaftlich durch höchstes Nutzvolumen, das 30% mehr Beladung im Vergleich zum Wettbewerb ermöglicht

**Merkmale:**

- + Temperaturbereich: 0 °C - +70 °C, Feuchtebereich: 10 % r.F. - 80 % r.F.
- + Feuchteregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
- + BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- + Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
- + Geräte-Selbsttest zur umfassenden Statusanalyse
- + Dichtschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- + Vermeidung von Glaskorrosion durch spezielle TIMELESS-Beschichtung
- + Innenkessel vollständig aus Edelstahl; 2 Einschubgitter aus Edelstahl
- + Durchführung mit Silikonstopfen 30 mm, links
- + 4 stabile Rollen, zwei mit Feststellbremse, ab 240 L
- + Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880)
- + Computer-Schnittstelle: Ethernet

Typ	Nennvol. l	Abmessungen innen (BxTxH)mm	Abmessungen aussen (BxTxH)mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Listenpreis pro VE CHF	Sonderpreis pro VE CHF
KBF 115	102	600 x 351 x 483	880 x 650 x 1050	1	6.270 830	<del>17'313.00</del>	12'984.75
KBF 240	247	650 x 485 x 785	925 x 800 x 1460	1	4.661 323	<del>19'623.00</del>	14'717.25
KBF 720	700	973 x 576 x 1250	1250 x 890 x 1925	1	6.291 134	<del>24'937.00</del>	18'702.75
KBF 1020	1020	976 x 836 x 1250	1250 x 1145 x 1925	1	4.661 324	<del>28'051.00</del>	21'038.25

## BINDER und FAUST - ein unschlagbares Team!!

 **BINDER**

Best conditions for your success



### Serie KBF-S ECO Solid.Line | Konstantklimaschränke mit Peltier-Technologie

**Der neue Klimaschrank KBF-S ECO ist dank Peltier-Technologie mit patentierter Wärmeabführung einer der energieeffizientesten Konstantklimaschränke am Markt. Durch die Peltier-Technologie ist die Serie KBF-S ECO dazu noch besonders geräuscharm.**

#### Vorteile:

- + Sicher durch Normkonformes Testen nach ICH Q1A-Richtlinie, auch bei voller Beladung
- + Zuverlässig durch kompromisslos ausfallsicheren Betrieb
- + Smart, da durch eine Vielzahl von Zubehör auf individuelle Kundenwünsche hochgradig anpassbar
- + Wirtschaftlich durch geringsten Energieverbrauch dank optimierter Peltier-Technologie

#### Merkmale:

- + Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C (max. 24 °C unter Umgebungstemperatur)
- + Feuchtelbereich: 10 % r.F. bis 80 % r.F.
- + APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- + Unabhängige Wasserversorgung über Kanister
- + LCD-Display zur Anzeige von Temperatur und Feuchte sowie Zusatzinformationen und Alarmen
- + Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
- + Geräte-Selbsttest zur umfassenden Statusanalyse
- + Innenkessel vollständig in Edelstahl ausgeführt
- + 2 Einschubgitter aus Edelstahl, inkl. Bodenträger
- + Durchführung mit Silikonstopfen Ø 30 mm, links

**25% Rabatt**

Typ	Nennvol. l	Abmessungen innen (BxTxH)mm	Abmessungen aussen (BxTxH)mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Listenpreis pro VE CHF	Sonderpreis pro VE CHF
KBF-S ECO 240	247	650 x 485 x 785	925 x 796 x 1461	1	4.684 346	<del>13'821.00</del>	10'365.75
KBF-S ECO 720	700	973 x 576 x 1250	1250 x 885 x 1925	1	4.684 348	<del>19'259.00</del>	14'444.25
KBF-S ECO 1020	1020	973 x 836 x 1250	1250 x 1149 x 1925	1	4.684 350	<del>24'420.00</del>	18'315.00

**Mit FAUST und BINDER sind Sie gut bedient!**